



LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO

Chez **Lufthous®** nous sommes fidèles à une politique d'engagement avec les produits que nous développons. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de la meilleure technologie et des recherches avancées constitue la voie appropriée pour vous offrir l'opportunité de profiter chez vous de prestations paraissant inabordables jusqu'à maintenant.

Nous avons ainsi conçu une pressothérapie domestique que vous pourrez utiliser chez vous. Nous vous présentons **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO**.

La pressothérapie **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO**, s'adresse principalement aux femmes et aux hommes souhaitant reposer leurs jambes, l'une des zones du corps plus sensibles à la fatigue, stimuler le flux intérieur et soulager les troubles généraux et musculaires des jambes, causés par le gonflement et la rétention de liquides.

Il est important de souligner que cet appareil est recommandé pour des personnes adultes, sauf en cas de contre-indication, en particulier pour les personnes réalisant des exercices ou des activités sportives dans leur vie quotidienne.

Son fonctionnement est extrêmement simple, il suffit de brancher l'appareil à une prise de courant électrique pour profiter de ses effets bénéfiques.

Nous innovons pour amener chez vous tout ce dont vous avez besoin.

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO** est une méthode particulière de physiothérapie non agressive, se caractérisant par l'utilisation d'appareils automatiques spéciaux mettant à profit les propriétés de la pression de l'air dans le corps.

Elle est surtout utilisée pour la prévention et le traitement des perturbations et de gênes dans les jambes et les bras, la peau d'orange et en général les troubles du système lymphatique. L'effet bénéfique de cette technique permet la normalisation du système lymphatique et la réabsorption des éventuelles accumulations de liquides.

LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO est équipé d'une sortie à quatre sections, ce qui permet la mobilisation de diverses parties du corps (on peut utiliser deux accessoires en même temps).

Il a été conçu pour son utilisation dans les membres inférieurs ou supérieurs, par le biais de chambres gonflables permettant la compression de toute la zone. Le fonctionnement de l'appareil est basé sur l'alternance du gonflage et du dégonflage séquentiels des chambres à air, qui exerce une compression appropriée sur les membres concernés. Les effets de cette compression sont la réabsorption et le drainage des excédents de liquide, d'où un rétablissement de fluidité de la lymphe et de la circulation de retour.



LA PRESSOTHÉRAPIE FAVORISE :

- L'amélioration du drainage lymphatique.
- L'élimination des troubles dans les jambes.
- La stimulation du bon fonctionnement du système interne, aidant à l'élimination des déchets métaboliques.
- Le traitement de la rétention de liquides et des jambes lourdes (grâce à la pression exercée).
- La stimulation du flux sanguin et le traitement de la peau d'orange.
- La diminution du gonflement des jambes.
- L'amélioration du tonus et de la fermeté de la peau.

Programmation d'une séance :

La fréquence des séances peut être quotidienne ou à des intervalles de 48 heures.

Pour augmenter les résultats de la séance, il est aussi recommandé de combiner celle-ci avec une activité physique incluant l'appui du pied (par exemple, marcher). Cette combinaison est parfaite pour stimuler l'organisme grâce à la compression des nombreux points qui se trouvent sous la plante du pied.

SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ POUR VOUS

LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO n'est pas un dispositif médical.

Dans le domaine du sport, cet appareil peut devenir un précieux allié. Parfait, avant et après un entraînement.

Grâce à lui, vous pourrez soulager des gênes de divers types ce qui vous aidera à mieux vous sentir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SP2000
Nom du produit	LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO
Type de protection	Clase II
Alimentation	CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	32 W
Intervalle de pression	0 ~ 320hPa ±27hPa
Intervalle de temps	0 ~ 30 min
Dimensions	300 (largeur) x 185 (longueur) x 169 (hauteur) mm
Poids	2 kg (seulement le boîtier)

CONTENU DU SET

Boîtier de pressothérapie. Tuyau simple. Tuyau double. Bottes gonflables pour les jambes (2 unités). Semelles (2 unités). Ceinture gonflable pour la ceinture.

Options : Manchon gonflable pour bras. Crémaillère de rallonge. Bande abdominale gonflable.

QUALITÉ LUFTHOUS®

À l'issue de longues années de travail et d'effort, nous avons démontré que nous sommes une référence en innovation, engagement et qualité.

Chacun de nos produits est le résultat de nombreuses recherches et d'un rigoureux travail de terrain. Ce n'est ainsi que nous pouvons garantir que vous profiterez chez vous de performances fabuleuses et d'avantages dont nous ne pouvions que rêver.

Tout cela ne serait pas possible sans votre confiance. C'est grâce à vous que notre projet grandit et avance dans la bonne direction.

Quel est notre objectif majeur ? Votre satisfaction. Nous vous remercions une fois de plus pour votre soutien et la confiance que vous accordez à chacun de nos projets.

Pour un futur ensemble. Pour un futur meilleur.



C/ Margarita 34, 36 y 38
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 900 820 300
900820300@lufthous.es
<http://www.lufthous.es>

