



## LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO

En **Lufthous®** trabajamos fieles a una política de compromiso en cada uno de los productos que desarrollamos. Creemos que usando la mejor tecnología y llevando a cabo las investigaciones adecuadas, podemos brindarte la posibilidad de disfrutar en tu casa de prestaciones que a priori parecen inalcanzables.

Por este motivo hemos diseñado una presoterapia doméstica para su uso en el hogar; te presentamos **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO**.

La presoterapia **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO**, dirigida especialmente a mujeres y hombres que desean reposar las piernas, ya que son las zonas más cansadas del cuerpo, estimular flujo interior y aliviar molestias generales y musculares de las piernas, causados por la hinchazón y retención de líquidos.

Es importante destacar que es recomendable para personas adultas a las que no les sea desaconsejado su uso, en especial aquellas que desempeñan ejercicios o actividades deportivas en su día a día.

Su funcionamiento es de lo más sencillo; basta con enchufar el equipo a una toma de corriente eléctrica y disfrutar de sus beneficios.

Innovamos para llevar a tu casa aquello que más necesites.

### FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La **LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO** es un particular método de fisioterapia no agresivo, caracterizado por el uso de equipos automáticos especiales que utilizan las propiedades de la presión del aire en el cuerpo.

Se utiliza principalmente para la prevención y manejo de insuficiencia y molestias en piernas y brazos, piel de naranja y en general para los desórdenes linfáticos. El efecto beneficioso de esta técnica permite normalizar el sistema linfático y reabsorber eventuales acumulaciones de líquidos.

**LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO** está diseñado con una salida de cuatro secciones, lo que permite movilizar distintas partes del cuerpo (pudiéndose usar dos accesorios a la vez).

Está diseñado para utilizar en las extremidades inferiores o superiores, a través de bolsas hinchables que permiten comprimir toda la zona. El funcionamiento de los equipos consiste en alternar el hinchado y deshinchado secuencial de las bolsas, produciendo así la compresión adecuada de las extremidades. Los efectos de la compresión son la reabsorción y el drenaje de los excesos de líquido. Restaurando así la fluidez linfática y de retorno.



## LA PRESOTERAPIA SIRVE PARA AYUDAR A:

- Mejorar el drenaje linfático.
- Eliminar molestias de piernas.
- Estimular el buen funcionamiento del sistema interno favoreciendo la eliminación de residuos metabólicos.
- Ideal para retención de líquidos y piernas cansadas (gracias a la presión que ejerce).
- Estimular el flujo y a combatir la piel de naranja.
- Reducir la hinchazón de piernas.
- Mejorar el tono en la firmeza de la piel.

### Programación de la sesión:

La frecuencia de las sesiones es diaria o bien a intervalos de 48 horas.

Para aumentar los resultados de la sesión se recomienda también combinarla con actividad física que prevea el apoyo del pie (por ejemplo, caminar), ideal para estimular el organismo gracias a la compresión de los numerosos puntos que se encuentran en la planta del pie.

## RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA TÍ

LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO no es un producto sanitario.

En el ámbito deportivo, este equipo puede ser un gran aliado. Perfecto tanto antes como después de un entrenamiento.

Gracias a él, es posible aliviar diversas molestias y ayudar a sentirse mejor.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modelo                 | SP2000                                    |
| Nombre del producto    | LH PRESSOTHERAPY CASUAL QUATTRO           |
| Tipo de protección     | Clase II                                  |
| Fuente de alimentación | CA 220 – 240 V, 50/60 Hz                  |
| Consumo eléctrico      | 32 W                                      |
| Intervalo de presión   | 0 ~ 320hPa ±27hPa                         |
| Intervalo de tiempo    | 0 ~ 30 min                                |
| Dimensiones            | 300 (ancho) x 185 (largo) x 169 (alto) mm |
| Peso                   | 2kg (sólo el cuerpo)                      |

## CONTENIDO DEL SET

Presoterapia, Tubo simple, Tubo doble, Funda hinchable para piernas (2 uds), Plantillas (2 uds), Funda hinchable para cintura

**Opcional:** Funda hinchable para brazo, Cremallera de extensión, Funda hinchable para tronco

## CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referente de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros equipos son fruto de numerosas investigaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo así, podemos garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones fabulosas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

**¿Cuál es nuestro principal objetivo?;** tu felicidad. Por ello te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.



C/ Margarita 34, 36 y 38  
(POLIG. IND. EL LOMO)  
Humanes de Madrid. 28970 MADRID  
Teléfono: 900 820 300  
**900820300@lufthous.es**  
<http://www.lufthous.es>

